



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 检定证书

### VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. 第 01436971-015 号

送检单位 Applicant	中国医学科学院皮肤病医院
计量器具名称 Name of Instrument	电子血压计
型号/规格 Model/Specification	U30
出厂编号 Serial Number	20220908658LG 设备编号:过敏科门诊
制造单位 Manufacturer	OMRON
检定依据 Verification Regulation	JJG 692-2010《无创自动测量血压计检定规程》
检定结论 Conclusion	合格

(检定专用章)  
stamp

批准人  
Approved by 徐昇

核验员  
Checked by 章志威

检定员  
Verified by 余艳川

检定日期  
Date of Verification 2023 年 02 月 24 日

有效期至  
Valid to 2024 年 02 月 23 日



计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址: 南京市栖霞区仙林大道10号  
Add: No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱: jly@njzj.gov.cn  
E-mail

业务(投诉)电话: 025-86735513 传真: 025-86735513  
Tel. Fax  
业务查询: 025-85410283 邮编: 210049  
Tel. for inquire about PostCode

检定所使用的计量标准  
Standard of Measurements Used in The Verification

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/ Maximum permissible error	计量标准考核 证书号 Certificate No	有效期至 Valid until
无创自动测量血压计检定装置	(0~300) mmHg g	$U=1.5\text{mmHg}$ ( $k=2$ )	[2019]省量标宁法证字第195号	2023-07-23

检定使用的主要计量标准器具  
Standard of Measurement Used in This Verification

名称 Name	型号/规格 Model/ Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
无创血压模拟仪	BP Pump 2M	MPE: $\pm 0.1\text{kPa}$ (静态压力)	9894001	江苏省计量科学研究院 Y2023-0018118	2024-02-02

本计量标准的量值可溯源至国家基准

This standard of measurement used in this verification be traceable to the national primary standard in the P.R.C

检定的环境条件和地点

Environmental Conditions and place of the Verification

温度: 20°C 相对湿度: 60% 其它: /  
Temperature Relative Humidity Others

地点: 中国医学科学院皮肤病医院  
Place

其他技术说明

Other Technical Notes

注: 1、未经许可, 部分复制本证书内容无效。

Note It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的样品有效。

It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) Verification.

3、本证书未加盖检定专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

检定结果:  
Results of Verification

1、外观的检查

检查结果	合格
备注	/

\*2、静态压力测量范围

检定结果	/
------	---

3、静态压力示值误差的检测

单位: kPa

标准压力值	32	24	20	16	12	8	最大误差
第一次读数	32.2	24.1	20.0	16.0	12.0	8.0	0.2
第二次读数	32.2	24.1	20.0	16.0	12.0	8.0	
示值误差	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	

4、血压示值重复性的检测(示波法原理血压计检测项目)

单位: mmHg

血压设定值	测量值						重复性
收缩压	150	148	147	148	149	148	0.9
舒张压	100	102	102	103	102	101	0.9

5、自动放气阀放气速率(听诊法原理血压计检测项目)

单位: kPa/s

检验结果	/
------	---

\*6、气压系统气密性

单位: kPa/min

检查结果	/
------	---

注: 带“\*”检测项为首检项目

以下空白

\*注: 在填写检定结果时, 如需要, 可另加附件说明。

Note: Filling in the results of verification, if need be, may add to statements.